

# PILBOX® Liberty

## Une semaine de traitement en toute liberté.

Compact et chic, le pilulier semainier PILBOX® Liberty aide à organiser une semaine complète de traitement. Il conserve les médicaments en toute discrétion, triés pour chaque moment de la journée et limite ainsi les oublis.



## À qui le conseiller ?

- Aux personnes actives et mobiles, avec un traitement de plusieurs médicaments en 3 ou 4 prises quotidiennes.
- Pour les personnes ayant un traitement tel que hypertension, cholestérol...



## Les + du produit

- Suivi précis du traitement tout au long de la semaine : 1 module pour chaque jour de la semaine et 4 cases par module (jusqu'à 4 prises par jour).
- Pratique : lisibilité améliorée, le jour de la semaine, écrit en gros caractères, apparaît dès l'ouverture du pilulier.
- Compact : il se range facilement dans un sac pour être emporté partout.
- Chic : son design maroquinerie séduit et assure sa discrétion.

- Pilulier semainier : 7 modules indépendants, 4 cases par module (matin, midi, soir, nuit).
- Module journalier amovible : possibilité d'emporter son traitement à la journée.
- Manipulation facile : ouverture et prise des médicaments d'une seule main sans autre manipulation.
- Adapté aux malvoyants : lisibilité facilitée grâce à des inscriptions en grands caractères + repères tactiles pour indiquer chaque prise.
- Sécurité jour/nuit : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et de nuit (souvent avec des dosages plus forts). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.



7 modules indépendants



Remplissage facile



Manipulation simple



Tirette jour/nuit



Compact, contient tout !

## Fiche technique

- Dimensions :  
Etui : 15 x 11 cm, 3 cm  
Module journalier : 11 x 2.3 cm, 2 cm
- Disponible en 4 couleurs :



Fauve



Marine



Pétrole



Rouge



Plus d'informations sur [pilbox.fr](http://pilbox.fr)

05N0234-000006