




# Ambu<sup>®</sup> aScope<sup>™</sup> 4 Rhinology

La solution 100 % usage unique, 100 % stérile

# Gamme Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

## Rhinolaryngoscopes 100 % usage unique

La gamme Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo est la meilleure façon d'améliorer la productivité et la sécurité. Elle est toujours disponible et stérile dès l'emballage éliminant ainsi tout risque de contamination croisée.



aScope 4 RhinoLaryngo Intervention

aScope 4 RhinoLaryngo Slim\*

### Conception ergonomique de qualité


- Poignée ergonomique et légère
- Prise en main confortable
- Facilité d'utilisation



Légèreté : pour un faible bilan carbone, de la production à la mise au rebut

### Navigation fluide et rapide

- Angles de béquillage importants
- Mouvement précis et fluide de l'embout distal
- Accès facilité dans les voies aériennes supérieures



3.0 5.0/2.2  
300 mm 350 mm

Diamètres : gaine d'insertion / canal opérateur  
longueur utile



# Moniteur Ambu® aView™

## Image haute résolution

**Une vue de grande qualité**  
aScope™ 4 RhinoLaryngo se connecte à Ambu® aView™, moniteur portable, haute résolution, opérationnel en quelques secondes et simple d'utilisation.



### Prise JACK

Pour une retransmission des images en direct sur un moniteur externe


### Port USB

Pour un transfert des données sur dossier patient

### Mode photos et vidéos



**Prise bleue**  
Pour aScope 4 RhinoLaryngo



### Mode zoom

Pour une image agrandie en direct sur le moniteur


### Installation modulaire

Sur socle ou pied à sérum



## Image claire et nette

- Navigation facile et rendu réaliste du relief des voies aériennes supérieures
- Excellente visibilité pour les procédures de diagnostics ou thérapeutiques



# 4 bonnes raisons de passer à aScope 4 RhinoLaryngo



• Disponibilité immédiate




• Compact et transportable



• Aucun risque de contamination



• Qualité de procédure égale à un rhinolaryngoscope réutilisable



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo **Intervention**

Ref. 512 001 000  
Sonde Intubation ≥ 6

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo **Slim**

Ref. 510 001 000

Ambu® aView™  
Ref. 405 002 000

Ambu SARL • Les Bureaux du Parc • Av J.G Domergue - CS3080 • 33070 Bordeaux Cedex • FRANCE  
Tel. (33) 05 57 92 31 50 • Fax. (33) 05 57 92 31 59

Ambu BV • 4 rue de la Presse • 1000 Bruxelles • BELGIQUE  
Tel. (32) 02 227 2726 • Fax.(32) 02 218 3141

Retrouvez notre site Internet sur  
 [www.ambu.fr](http://www.ambu.fr)