



## FICHE TECHNIQUE HYSTEROMETRE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Hystéromètre en polyéthylène. Disponible en trois épaisseurs 10 CH, 12 CH et 14 CH. Emballage individuel. Dispositif médical de classe I stérile marqué CE.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène  
Péremption : 5 ans après la date de stérilisation.

### UTILISATION

L'hystéromètre sert à mesurer la profondeur utérine et permet la dilatation du canal cervical avant intervention (pose de stérilet etc...).

### DIMENSIONS, DESCRIPTION ET CONDITIONNEMENT

| Référence | Epaisseur (CH) | Conditionnement                   |
|-----------|----------------|-----------------------------------|
| M50430    | 10             | 10 boites de 50 pièces par carton |
| M50431    | 12             | 10 boites de 50 pièces par carton |
| M50432    | 14             | 10 boites de 50 pièces par carton |

### PHOTO

