

## H794

### Chariot multifonctions



Chariot multifonction avec quatre tiroirs, une étagère et un plan de travail.

#### Caractéristiques

Les guides télescopiques des tiroirs permettent une ouverture du 110% et un mécanisme doux de fermeture automatique. Ils incluent aussi une poignée avec un espace à étiquettes

Couleurs standards: vert, bleu, rouge et jaune.

Consultez-nous d'autres couleurs

Poignée latérale pour faciliter son mouvement.

Plan de travail avec rebords périmétrique de 20 mm de hauteur, pour éviter la chute des liquides et objets, fabriqué en acier inoxydable, mais disponible aussi en plastique ABS.

Roulettes pivotantes de  $\varnothing 100$  mm, avec freins et pare-chocs annulaires. Consultez d'autres types de roulettes

#### Structure et Finition

Structure externe et tiroirs fabriqués en polymères ABS renforcés.

Structure interne et étagères fabriquées en acier inoxydable qualité 18/10.

#### Accessoires

Les chariots multifonctionnels Hidemar Série 700, offrent une variété de possibilités de configuration complétée avec une vaste gamme d'accessoires.

Leur morphologie permet l'utilisation des paniers ISO démontables avec les dimensions 600x400x100 et 600x400x200 mm

#### Dimensions

Tiroir ?Standard?: 560 x 360 x 120 mm

Tiroir ?Grand? 560 x 360 x 250 mm

Plan de travail ? Étagère: 625 x 365 x 20 mm

Dimensions externes: 750 x 490 x 1000 mm