

NOUVEAU
remplace le
M7 Intelli IT

REF OMR 404
HEM-7380T1-EBK


M7 Intelli IT AFib

Tensiomètre automatique au bras pour un usage à domicile



Détection de la fibrillation auriculaire à chaque prise de tension

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes diabétiques (Type II)⁽¹⁾
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie⁽¹⁾
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Technologie unique Intellisense AFib : détection de la fibrillation auriculaire via l'onde de pression du pouls
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras⁽²⁾
- ✓ Mode TruRead*
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Indicateur d'une possible fibrillation auriculaire
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Moyennes hebdomadaires matin et soir
- ✓ Indicateur d'hypertension matinale (moyenne hebdomadaire)
- ✓ Moyenne des 2 ou 3 dernières mesures prises en 10 minutes
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs + mode invité



Type de brassard	Intelli Wrap - Préformé
Taille brassard	Adulte 22-42 cm
Bluetooth	Oui
Date/Heure	Oui
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (700 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, boîte de rangement, piles, 2 manuels d'utilisation, carte de tension artérielle
Matériaux	ABS PMMA, Polypropylène, Poly-Oxy-Méthylène, Polyester, nylon, PVC, polycarbonate
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 5 ans Accessoires 1 an

*Prise de 3 mesures consécutives à un intervalle choisi par l'utilisateur et affichage de la moyenne

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7380T1-EBK	40 15672 11392 3	191 x 85 x 117 mm (tube à air : 750 mm) 440 g (sans piles)	145 mm x 532 mm 163 g	157 x 223 x 120 mm 1 060 g	633 x 263 x 340 mm 11,8 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR248	HEM-FL31	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm
OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur

(1) Stridebp.org - mars 2024 • (2) Bilo G, Sala O, Perego C, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a difference?. Hypertens Res. 2017;40(6):573-580. Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506235>. Last accessed August 2019.
Le tensiomètre M7 Intelli IT AFib d'OMRON est un dispositif de contrôle de la tension artérielle destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif médical réglementé de classe IIa portant le marquage CE0197. Fabriqué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations.